




合肥安奈诺生物科技有限公司
Hefei Anaero Bio-technology Ltd.

价格表

批式进料
及混合型号

28天沼气潜力测试

¥3500/样品




我们的沼气潜力测试和残余沼气潜力测试是评估各类进料样品的产沼气性能及潜在抑制物的理想选择。每个样品均会使用三个1升容积的反应器进行三重测试——测试会在接收到样品后的2天内开始，并持续28天。通过我们的测试，您可以以较低的成本获得关于进料样品全面的产期性能数据。

反应器数量:	15个
反应器容积:	1升
温控范围:	室温~85°C
搅拌器电机:	1个
反应器材质:	HDPE

沼气潜力/残余沼气潜力测试


Nautilus ¥67700



英国大部分厌氧消化行业实验室都在使用这款设备。我们的Nautilus型反应器通过已获专利的搅拌器设计、精密的温控功能来给这个传统的测试方式提供最优质准确的结果。每套设备配备有15个反应器，让用户可以同时测试多种原材料并对比沼气产量、产气动能及潜在抑制物等。

反应器数量:	15个
反应器容积:	1升
温控范围:	室温~85°C
搅拌器电机:	1个
反应器材质:	HDPE


Medusa ¥159100



(可通过用户已有的Nautilus进行升级组装) Medusa型反应器是整合了10个自动进料和5个批式进料反应器的混合型号。该型号适用不含纤维或含固量较低的原料，同时它可由用户自主设置速率的自动进料功能大大增加了实验的灵活性。

反应器数量:	15个 (其中自动进料10个)
自动进料器:	2个
反应器容积:	1升
自动进料频率:	0-999次/天
温控范围:	室温~85°C

Phoenix ¥111300



Phoenix型反应器是我们的第二款半连续式反应器，配备有6个5升反应器。该型号为手动进料，适合开展简单、灵活的实验，同时每个反应器配备了一个带阀门的沼液收集瓶。

反应器数量:	6个
搅拌器电机:	6个
反应器容积:	5升
进料方式:	手动
温控范围:	室温~85°C

Chimera ¥69200 (即将推出)



Chimera创新地整合了自动在线监测甲烷和二氧化碳含量的功能，并且可以最多同时分别连接至15个反应器。这款气体成分分析仪每次分析仅需15毫升气体样品，从而让用户在低产气量的情况下也能进行更频繁、全面的分析。

频道数量:	15个
可分析气体:	甲烷、二氧化碳
采样/分析方式:	根据用户设置自动进行
最小气体样品体积:	15毫升
校准方式:	用户可自行校准

Pegasus ¥87900



Pegasus型反应器是我们的第二款批式进料反应器，有5升和10升容积可选。该型号已测试处理最高18%含固率的材料，并且大容积的罐体让用户可以使用不适合自动进料反应器测试的高纤维及固体含量的材料，同时也简化了操作、减少了倾洒的可能性。

反应器数量:	2或3个
反应器容积:	5或10升
搅拌器电机:	2或3个
温控范围:	室温~85°C
反应器材质:	316不锈钢

anaerotech.com

安徽省合肥市包河区质谷检验检测科技产业园5号楼203室
mauricio@anaero.co.uk yangmanqing@126.com





合肥安奈诺生物科技有限公司
Hefei Anaero Bio-technology Ltd.

价格表

自动进料型

Lobster ¥233000



我们的Lobster型自动进料反应器
配备有6个5升反应器（可选配更小
容积）以及可调节进料频率
（0~999次/天）的自动进料器，
可以很好地复制再现工业操作进料
的流程。

反应器数量： 6个
自动进料器： 2个
自动进料频率： 0~999次/天
反应器容积： 1、2或5升
温控范围： 室温~85°C

Lobster-i ¥242400



Lobster-i型自动进料反应器配备有4个5
升反应器（可选配更小容积），但相比
Lobster型更为灵活——每个反应器都配
备了一个独立的反应进料器，从而使用
户可以在1台设备上同时进行4种不同进
料速率的测试。*Lobster和Lobster-i型
均可改装为多阶段反应器。

反应器数量： 4个
自动进料器： 4个
自动进料频率： 0~999次/天
反应器容积： 1、2或5升
温控范围： 室温~85°C

Caterpillar ¥284500



Caterpillar型号在方便操作的同时大
大地增加了用户的研究能力。这款设
备配备了10个带有自动温控功能的自
动进料反应器，让用户可以在一台设
备上进行多组实验，是对于反应器数
量有较多需求情况下的选择。

反应器数量： 10个
自动进料器： 2个
自动进料频率： 0~999次/天
反应器容积： 1升
温控范围： 室温~85°C

Hungry Caterpillar ¥424000



Hungry Caterpillar型自动进料反应器
是一款更加灵活的设备，配备了10组
两阶段反应器来让用户进行更为复杂
的多阶段消化实验分析。大量的反应
器也让这款设备可以为用户生成大量
优质可靠的数据。

一阶反应器数量： 10个
二阶反应器数量： 10个
自动进料器： 2个
自动进料频率： 0~999次/天
反应器容积： 1或2升
温控范围： 室温~85°C

Black Swan ¥289200



Black Swan型自动进料反应器
是我们最复杂的款式，同时也
可以提供多种反应器组合方
式。该设备配备了4个一阶反应
器、4个二阶反应器（可选配更
高阶反应器）和4个自动进料
器，并且各阶段的温度和物料
停留时间可分别设置。

一阶反应器数量： 4个
二阶反应器数量： 2~12个
自动进料器： 4个
自动进料频率： 0~999次/天
反应器容积： 1、2或5升
温控范围： 室温~85°C

Ray/Ray-i ¥167500起



当用户不需要大量反应器时，Ray型自动
进料反应器是一个很好的选择。这款设
备可选配最高20升容积的罐体，让用户
可以同时测试大量的原料，增加测试成分较
复杂、易受混合均匀度影响的原料（例如
污水、餐厨垃圾）时数据的准确度。
Ray-i是给每个反应器配备了独立的自动
进料器的升级款，每个反应器可各自设置
不同的进料速率和频率。

反应器数量： 2个
自动进料器： 1或2个
自动进料频率： 0~999次/天
反应器容积： 1~20升
温控范围： 室温~85°C

anaerotech.com

安徽省合肥市包河区质谷检验检测科技产业园5号楼203室
mauricio@anaero.co.uk yangmanqing@126.com

